
PRZEGLĄD ASORTYMENTU WYROBÓW STOMIJNYCH

NOVALIFE
NOVA

Producent: DANSAC A/S. Podmiot prowadzący reklamę: Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.

**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**



Seria produktów
w systemie 1 i 2 częściowym

Heidi,
ileostomia od 2002

NOVALIFE

Spis treści

Novalife

Cechy charakterystyczne	4
-------------------------------	---

Novalife 1, system jednoczęściowy, płytki płaskie

Novalife 1, worki zamknięte, beżowe i przezroczyste	6
Novalife 1, worki otwarte, beżowe i przezroczyste	7

Novalife 2, system dwuczęściowy, płytki płaskie i worki

Novalife 2, płytki płaskie	8
Novalife 2, worki otwarte i zamknięte, beżowe i przezroczyste	9

Charakterystyka produktów Convex

Novalife, płytka wypukła Convex 6 mm	10
--	----

Novalife 1, system jednoczęściowy, płytki wypukłe

Novalife 1, worki otwarte z płytkami Convex Soft, beżowe z okienkiem podglądu EasiView	12
Novalife 1, worki otwarte z płytkami Convex, beżowe z okienkiem podglądu EasiView	13

Novalife 2, system dwuczęściowy, płytki wypukłe

Novalife 2, płytki wypukłe Convex	14
---	----

Nova

Cechy charakterystyczne	16
-------------------------------	----

Nova 1, system jednoczęściowy, płytki płaskie

Nova 1, worki zamknięte i minicap, beżowe i przezroczyste	18
Nova 1, worki otwarte, beżowe i przezroczyste	19

Nova 1, system jednoczęściowy, płytki wypukłe

Nova 1, worki otwarte z płytkami Convex, beżowe i przezroczyste	20
---	----

Nova 1, system jednoczęściowy, worki dla noworodków/dzieci

Nova 1, worki otwarte z płytkami płaskim z/bez otworu, przezroczyste	21
--	----

Nova 1 URO, system jednoczęściowy, płytki wypukłe

Nova 1 URO, worki z kranikiem z płytkami X3, beżowe i przezroczyste	20
---	----

Nova 2, system dwuczęściowy, płytki płaskie i wypukłe

Novalife 2, płytki płaskie	23
Novalife 2, płytki X3	24
Novalife 2, płytki Convex	25

Nova 2, system dwuczęściowy, worki

Novalife 2, worki otwarte i zamknięte, beżowe i przezroczyste	26
Novalife 2, worki URO z kranikiem, beżowe i przezroczyste	27

Akcesoria stomijne

Akcesoria oczyszczające, ochronne i pielęgnacyjne	29
---	----

Dansac NovaLife – cechy charakterystyczne

Worki otwarte ze schowanym zapięciem w systemie 1- i 2-częściowym

1 Proste i łatwe otwieranie

Elastyczny pasek usztywniający ujście worka umożliwia łatwe i higieniczne otwieranie i opróżnianie worka. Wystarczy lekko nacisnąć ujście z obu stron.



2 Łatwe czyszczenie

Prosto otwierające się ujście worka jest łatwe do czyszczenia zarówno w środku, jaki i na zewnątrz.



3 Proste zamknięcie

Zamknięcie worka jest proste w obsłudze, łatwo się zwinia i jest bezpiecznie zamocowane.

4 Ukryte zamknięcie

Zamknięcie jest dyskretnie ukryte i zlewa się z kształtem worka, dzięki czemu noszenie worka jest jeszcze bardziej komfortowe i łatwiej go ukryć pod ubraniem.

5 Pomarańczowa wypustka

Pomarańczowy łatwo zauważalny, nieklejący się języczek powoduje, że płytkę można łatwo i bezpiecznie odkleić.



NOVALIFE



6 Otwór w płytce został przesunięty do góry

Otwór znajduje się w górnej części płytki, dzięki czemu worek po przyklejeniu znajduje się niżej na brzuchu i łatwiej go ukryć.

7 Wodoodporna fazelina


Nawet podczas kontaktu z wodą pozostaje sucha.

8 Owalny kształt płytki

Owalny kształt płytki powoduje, że płytka klei się tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

9 Niezwykle wydajny filtr NovaLife

Filtr jest w stanie przefiltrować dużą ilość gazów w krótkim czasie, a to minimalizuje ryzyko tworzenia się balonu.



10 Płytką znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka

Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, dzięki czemu worek jest mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

11 Bezpieczne przyleganie

Wokół stromii płytka jest najgrubsza natomiast przy brzegu jest bardzo cienka, dzięki czemu bezpiecznie klei się do skóry.



12 Przyjazna skórze płytka


Przyjazna dla skóry hydrokoloidowa płytka na bazie naturalnych składników.

13 Bezpieczne i elastyczne zapięcie

Płytką i worek łączą się za pomocą sprawdzonego, bezpiecznego i elastycznego zapięcia. Elastyczny pierścień ułatwia dopasowanie się płytki do kształtu ciała.

NovaLife 1 – system jednoczęściowy

Płytki płaska, worki zamknięte,
beżowe i przezroczyste



NOVALIFE

**otwór
startowy**

MINI

Beżowe

MIDI

Beżowe

MIDI

Przezroczyste

MAXI

Beżowe

MAXI

Przezroczyste

numer referencyjny

10 mm
(do przycięcia)

903 - 10

901 - 10

902 - 10

905 - 10

906 - 10

25 mm
(do przycięcia)

901 - 25

30 mm
(do przycięcia)

901 - 30

35 mm
(do przycięcia)

901 - 35

40 mm
(do przycięcia)

901 - 40

45 mm
(do przycięcia)

901 - 45

50 mm
(do przycięcia)

901 - 50

do przycięcia
(wys. x szer.)

38x50 mm

55x70 mm

55x70 mm

70x90 mm

70x90 mm

wymiar płytki
(wys. x szer.)

72x85 mm

89x115 mm

89x115 mm

106x125 mm

106x125 mm

wymiar worka
(wys. x szer.)

175 x 130 mm

190 x 145 mm

190 x 145 mm

210 x 157 mm

210 x 157 mm

pojemność
worka

360 ml

470 ml

470 ml

620 ml

620 ml

ilość sztuk
w opakowaniu

30 szt.

30 szt.

30 szt.

30 szt.

30 szt.

NovaLife 1 – system jednoczęściowy

Płytki płaskie, worki otwarte,
beżowe, przezroczyste i z okienkiem podglądu EasiView



max do przycięcia (wys. x szer. mm)	38x50 mm	55x70 mm	55x70 mm	70x90 mm	70x90 mm	70x90 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	72x85 mm	89x115 mm	89x115 mm	106x125 mm	106x125 mm	106x125 mm
wymiar worka (wys. x szer.)	157x130 mm	190x145 mm	190x145 mm	210x157 mm	210x157 mm	210x157 mm
pojemność worka	300 ml	420 ml	420 ml	550 ml	550 ml	550 ml
ilość w opakowaniu	30 szt.	30 szt.	30 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

NovaLife 2 – system dwuczęściowy

Płytki stomijne płaskie

NOVALIFE




Średnica pierścienia	numer referencyjny		
36 mm	1736 - 10		
43 mm		1743 - 10	
55 mm			1755 - 10

otwór startowy	10 mm	10 mm	10 mm
do przycięcia	15-28 mm	15-35 mm	15-47 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	72x85 mm	89x105 mm	89x105 mm
ilość sztuk w opakowaniu	5 szt.	5 szt.	5 szt.

NovaLife 2 – system dwuczęściowy

Worki otwarte i zamknięte,
Beżowe



NOVALIFE	MIDI	MIDI
	Beżowe	Beżowe
Średnica pierścienia	numer referencyjny	
■ 36 mm	1301 - 36	13152 - 36
■ 43 mm	1301 - 43	13152 - 43
■ 55 mm	1301 - 55	13152 - 55
■ 70 mm	1301 - 70	13152 - 70

wymiar worka (wys. x szer.)	190x145 mm	190x145 mm
pojemność worka	390 ml	440 ml
ilość w opakowaniu	30 szt.	30 szt.


NovaLife Convex

– gotowe rozwiązanie

Cechy płytki Convex

1 Właściwy nacisk we właściwym miejscu

Mocna, wypukła wkładka umieszczona w płytce umożliwia prawidłowy docisk w pobliżu stomii, aby ułatwić jej wejście do worka.



2 3 rozmiary wypukłości

Do wyboru są 3 różne rozmiary wypukłości, aby zabezpieczyć różne rozmiary stomii - od dużych do małych.

3 Płytkę stomijną o owalnym kształcie

Unikalny owalny kształt odpowiada naturalnym krzywiznom ludzkiego ciała i zapewnia, że powierzchnia klejąca przylega tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

4 Płytkę przyjazną dla skóry


Skład przylepca hydrokolidowego GX oparty jest na naturalnych składnikach i od wielu lat potwierdza swoje przyjazne właściwości dla skóry.

5 Stożkowa forma płytki


Powierzchnia przylepca jest najgrubsza wokół stomii, a następnie zmniejsza się w kierunku krawędzi, aby zapewnić bezpieczne i delikatne przyleganie do skóry.

6 Łatwy do zamocowania pasek

Dla wzmocnienia docisku do ciała, zaleca się zastosowanie paska podrzymującego, który można w łatwy sposób zamocować do zaczepów umieszczonych pod płytką.



Sprzęt jednoczęściowy





- 7** **Harmonijkowy system łączący**
Harmonijkowe połączenie płytki z elastycznym pierścieniem mocującym worek daje pewność swobody poruszania się oraz gwarantując szczelności systemu.

- 8** **Wypukłość 6 mm**
Convex jest idealnym rozwiązaniem dla stomii wklęsłych, ulokowanych w fałdzie brzusznej, trudnych do zaopatrzenia. Delikatny ucisk na skórę wokół stomii powoduje, że zapadnięta przetoka wyciągana jest na powierzchnię skóry, a treść jelitowa trafia do worka.



Dodatkowe cechy NovaLife



Płytką umieszczoną przy górnej krawędzi worka

Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, dzięki czemu worek jest mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

Bezpieczne i elastyczne zapięcie

Płytką i worek łączą się za pomocą sprawdzonego, bezpiecznego i elastycznego zapięcia. Elastyczny pierścień ułatwia dopasowanie się płytki do kształtu ciała.

Sprzęt dwuczęściowy



Pomarańczowa wypustka

Pomarańczowy, łatwo zauważalny, nieklejący się języczek powoduje, że płytkę można łatwo i bezpiecznie odkleić.

Wodoodporna fizelina


Nawet podczas kontaktu z wodą np. podczas kąpieli, pozostaje sucha.

Niezwykłe wydajny filtr NovaLife




Membrany po obu stronach filtra NovaLife chronią go przed zawartością worka stomijnego, jak również przed wodą z zewnątrz. Zbędne jest więc stosowanie zatyczek zabezpieczających. Filtr jest w stanie przefiltrować dużą ilość gazu, co minimalizuje ryzyko balonikowania woreczka.

NovaLife 1 Convex – system jednoczęściowy

Płytki wypukła Convex z wewnątrz umocowanym pierścieniem, worki otwarte, beżowe z okienkiem podglądu EasiView




NOVALIFE

	MIDI	MIDI	MAXI
	 Okienko Podglądu	 Okienko Podglądu	 Okienko Podglądu
otwór startowy	numer referencyjny		
10 mm (do przycięcia)	9410 - 37		
10 mm (do przycięcia)		9410 - 46	
10 mm (do przycięcia)			9410 - 59
Opis			
wypukłość	6 mm	6 mm	6 mm
do przycięcia	37 mm	46 mm	59 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	98x116 mm	110x130 mm	127x150 mm
wymiar worka (wys. x szer.)	190x145 mm	190x145 mm	210x157 mm
pojemność worka	380 ml	350 ml	500 ml
ilość w opakowaniu	10 szt.	10 szt.	10 szt.

NovaLife 2 Convex – system dwuczęściowy

13

Płytki stomijna wypukła Convex
z wewnątrz umocowanym pierścieniem

**NOVALIFE****średnica
pierścienia**

numer referencyjny




● 36 mm	1936 - 10		
● 43 mm		1943 - 10	
● 55 mm			1955 - 10

Opis

wypukłość	6 mm	6 mm	6 mm
otwór startowy	10 mm	10 mm	10 mm
do przycięcia	10-23 mm	15-30 mm	10-42 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	91x107 mm	98x116 mm	110x130 mm
ilość sztuk w opakowaniu	5 szt.	5 szt.	5 szt.

NovaLife 1 Convex Soft – system jednoczęściowy

Płytki wypukła Convex, worki otwarte,
beżowe z okienkiem podglądu EasiView

NOVALIFE	MIDI	MAXI	MAXI
	 Okienko Podglądu	 Okienko Podglądu	 Okienko Podglądu
otwór startowy	numer referencyjny		
15 mm (do przycięcia)	981-34		
15 mm (do przycięcia)		981-44	
15 mm (do przycięcia)			981-54
wypukłość	6 mm	6 mm	6 mm
do przycięcia	34 mm	44 mm	54 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	110x130 mm	110x130 mm	127x150 mm
wymiar worka (wys. x szer.)	190x145 mm	210x157 mm	210x157 mm
pojemność worka	360 ml	520 ml	500 ml
ilość w opakowaniu	10 szt.	10 szt.	10 szt.





Seria produktów
w systemie 1 i 2 częściowym

*Helene,
ileostomia od 1998*

NOVA

Dansac Nova – cechy charakterystyczne

Worki otwarte i zamknięte w systemie 1- i 2 - częściowym



NOVA

- 1 Hydrokoloidowa, przyjazna dla skóry płytka**
 wykonana na bazie naturalnych składników, grubsza wokół stonii i cieńsza ku brzegom, dzięki czemu lepiej przylega do skóry. Duża powierzchnia klejąca płytki zapewnia szczelność i bezpieczeństwo w codziennym funkcjonowaniu.
- 2 Trójwarstwowa budowa worka**
 zabezpieczająca działanie filtra węglowego. Specjalnie tłoczona folia z pęcherzykami powietrza minimalizuje przyleganie treści jelitowej do ścianek worka i redukuje nieporządane odgłosy towarzyszące wypróżnianiu się jelita.
- 3 Wodoodporna fazelina**
 która podczas kontaktu z wodą pozostaje sucha.
- 4 Filtr węglowy**
 eliminujący nieprzyjemne zapachy i zapobiegający tworzeniu się efektu balona.
- 5 Prosta w usuwaniu osłonka płytki**
 z wyraźną skalą ułatwiającą docięcie otworu dożądanego rozmiaru.
- 6 Szerokie ujście**
 ułatwiające opróżnianie i czyszczenie oraz niezwykle proste w obsłudze i bezpieczne zapięcie na rzep.
- 7 Bezpieczne, dwukolorowe zapięcie**
 płytki i worka. Elastyczny pierścień z niskim profilem (4,6 mm) ułatwia dopasowanie płytki do kształtu ciała.



Nova 1 – system jednoczęściowy

Płytki płaskie, worki zamknięte,
beżowe i przezroczyste



NOVA¹

REGULAR

REGULAR

MINI CAP

Beżowe

Przezroczyste

Beżowe

**otwór
startowy**

numer referencyjny

20 - 60 mm (do przycięcia)	801 - 20	802 - 20	829 - 20
25 mm (do przycięcia)	801 - 25		
30 mm (do przycięcia)	801 - 30		829 - 30
35 mm (do przycięcia)	801 - 35		
40 mm (do przycięcia)	801 - 40		829 - 40
45 mm (do przycięcia)	801 - 45		
50 mm (do przycięcia)	801 - 50		
do przycięcia	60 mm	60 mm	60 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	100x100 mm	100x100 mm	Ø 92 mm
wymiar worka (wys. x szer.)	194x150 mm	194x150 mm	Ø 105 mm
pojemność worka	420 ml	420 ml	50 ml
ilość w opakowaniu	30 szt.	30 szt.	30 szt.

Nova 1 – system jednoczęściowy

Płytki płaska, worki otwarte,
beżowe i przezroczyste



NOVA¹

MINI

MINI

REGULAR

REGULAR

MAXI

MAXI

Beżowe

Przezroczyste

Beżowe

Przezroczyste

Beżowe

Przezroczyste

**otwór
startowy**

numer referencyjny

	MINI		REGULAR		MAXI	
	Beżowe	Przezroczyste	Beżowe	Przezroczyste	Beżowe	Przezroczyste
15 - 50 mm (do przycięcia)	825 - 15	826 - 15				
15 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 15	824 - 15		
20 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 20			
25 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 25			
30 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 30			
35 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 35			
40 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 40			
45 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 45			
15 - 90 mm (do przycięcia)					815 - 15	816 - 15

	MINI	MINI	REGULAR	REGULAR	MAXI	MAXI
do przycięcia	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	90 mm	90 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	85x85 mm	85x85	100x100	100x100	125x125	125x125
wymiar worka (wys. x szer.)	180x128 mm	180x128 mm	221x148 mm	221x148 mm	260x180 mm	260x180 mm
pojemność worka	290 ml	290 ml	510 ml	510 ml	800 ml	800 ml
ilość w opakowaniu	30 szt.	30 szt.	30 szt.	30 szt.	10 szt.	10 szt.

Nova 1 Convex – system jednoczęściowy

Płytką wypukłą Convex z wewnątrz umocowanym pierścieniem, worki otwarte, beżowe i przezroczyste



NOVA¹

Beżowe

Przezroczyste

otwór startowy

numer referencyjny

15 - 46 mm (do przycięcia)	841 - 46	842 - 46
-------------------------------	----------	----------

Opis

wypukłość	6 mm	6 mm
do przycięcia	46 mm	46 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	115x115 mm	115x115 mm
wymiar worka (wys. x szer.)	221x148 mm	221x148 mm
pojemność worka	550 ml	550 ml
ilość w opakowaniu	10 szt.	10 szt.

Nova 1 Infant – system jednoczęściowy

Płytki płaskie, worki otwarte,
przezroczyste dla noworodków/dzieci



NOVA¹

Przezroczyste

Przezroczyste

otwór startowy

numer referencyjny

0 - 40 mm (brak otworu, do przycięcia wg potrzeby)	818 - 00	
10 - 40 mm (do przycięcia)		818 - 10

Opis

do przycięcia	0-40 mm	10-40 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	70x70 mm	70x70 mm
wymiar worka (wys. x szer.)	160x110 mm	160x110 mm
pojemność worka	250 ml	250 ml
ilość w opakowaniu	30 szt.	30 szt.
elastyczna zapinka	30 szt.	30 szt.

Nova 1 Uro – system jednoczęściowy

Płytką wypukłą X3, worki urostomijne, beżowe i przezroczyste z kranikiem



NOVA¹

WOREK
UROSTOMIJNY

WOREK
UROSTOMIJNY

WOREK
DO NOCNEJ
ZBIÓRKI
MOCZU

ŁĄCZNIK*

Beżowe

Przezroczyste

Przezroczyste

Przezroczyste

**otwór
startowy**

numer referencyjny

12 - 46 mm
(do przycięcia)

891 - 12

892 - 12

420 - 00

400 - 50

Opis


wypukłość	3 mm	3 mm		
do przycięcia	46 mm	46 mm		
wymiar płytki (wys. x szer.)	100x100 mm	100x100 mm		
wymiar worka (wys. x szer.)	245x150 mm	245x150 mm	295 x 210 mm	
pojemność worka	330 ml	330 ml	2 000 ml	
ilość w opakowaniu	10 szt. *	10 szt. *	10 szt.	1 szt.

* w opakowaniu jeden łącznik oraz 10 korków
Produkt nier refundowany



Nova 2 – system dwuczęściowy





Płytki stomijna płaska



NOVA²

średnica
pierścienia

numer referencyjny

 36 mm	1136 - 15			
 43 mm		1143 - 15		
 55 mm			1155 - 15	
 70 mm				1170 - 15

Opis

otwór startowy	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
do przycięcia	15-28 mm	15-35 mm	15-47 mm	15-62 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	85x85 mm	100x100 mm	100x100 mm	115x115 mm
ilość sztuk w opakowaniu	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Nova 2 X3 – system dwuczęściowy

Płytki stomijna wypukła



NOVA² X3

średnica
pierścienia

numer referencyjny

 43 mm	1343 - 15	
 55 mm		1355 - 15


Opis

wypukłość	3 mm	3 mm
otwór startowy	15 mm	15 mm
do przycięcia	15-30 mm	15-42 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	106x106 mm	120x120 mm
ilość sztuk w opakowaniu	5 szt.	5 szt.

Sugerowane
przy urostomii

Nova 2 Convex – system dwuczęściowy

Płytki stomijna wypukła Convex



NOVA²

średnica
pierścienia

numer referencyjny

36 mm	1536 - 15			
		1543 - 15		
			1543 - 25	
43 mm				1543 - 30
wypukłość	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
otwór startowy	15 mm	15 mm	25 mm	30 mm
do przycięcia	15-23 mm	15-30 mm	25-30 mm	30 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
ilość sztuk w opakowaniu	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

średnica
pierścienia

numer referencyjny

55 mm	1555 - 15		
		1555 - 35	
			1555 - 40
wypukłość	6 mm	6 mm	6 mm
otwór startowy	15 mm	35 mm	40 mm
do przycięcia	15-42 mm	35-42 mm	40-42 mm
wymiar płytki (wys. x szer.)	115x115 mm	115x115 mm	115x115 mm
ilość sztuk w opakowaniu	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Nova 2 – system dwuczęściowy

Worki otwarte i zamknięte
beżowe i przezroczyste



NOVA²

REGULAR

REGULAR

REGULAR





Beżowe

Beżowe

Przezroczyste

średnica
pierścienia

numer referencyjny

 36 mm	1201 - 36	1215 - 36	1216 - 36
 43 mm	1201 - 43	1215 - 43	1216 - 43
 55 mm	1201 - 55	1215 - 55	1216 - 55
 70 mm	1201 - 70	1215 - 70	1216 - 70

Opis

wymiar worka (wys. x szer.)	194x150 mm	221x148 mm	221x148 mm
pojemność worka	450 ml	590 ml	590 ml
ilość w opakowaniu	30 szt.	10 szt.	10 szt.

Nova 2 Uro – system dwuczęściowy

Worki urostomijne
beżowe i przezroczyste z kranikiem



NOVA²

WOREK
UROSTOMIJNY

WOREK
UROSTOMIJNY

WOREK
DO NOCNEJ
ZBIÓRKI
MOCZU

ŁĄCZNIK**

Beżowe

Przezroczyste

Przezroczyste

Przezroczyste

średnica
pierścienia

numer referencyjny

średnica pierścienia	Worek Beżowy	Worek Przezroczysty	Worek Nocny	Łącznik
36 mm	1217 - 36	1218 - 36		
43 mm	1217 - 43	1218 - 43	420 - 00	400 - 50
55 mm	1217 - 55	1218 - 55		

Opis

Opis	Worek Beżowy	Worek Przezroczysty	Worek Nocny	Łącznik
wymiar worka (wys. x szer.)	245x150 mm	245x148 mm	295x210 mm	
pojemność worka	330 ml	330 ml	2 000 ml	
ilość w opakowaniu	10 szt. *	10 szt. *	10 szt.	1 szt.

* w opakowaniu jeden łącznik oraz 10 korków
Produkt nierefundowany





Aksesoria stomijne

*Mariam,
kolostomia od 2006*

dansac 

Dansac EasiSpray™ Adhesive remover

Spray ułatwiający odklejenie przylepca

DANSAC EasiSpray™ ADHESIVE REMOVER

pojemność	50 ml
nr referencyjny	083-01



DANSAC EASISPRAY™

- Bezzapachowy spray do łatwiejszego usuwania przylepca ze skóry.
- Skład oparty na silikonie medycznym.
- Brak uczucia szczypania oraz „zimnej skóry” podczas stosowania.
- Pojemnik wykonany w technologii bag-in-can umożliwiającą aplikację środka pod dowolnym kątem i opróżnienie opakowania do ostatniej kropli.

Dansac

Aksesoria pielęgnacyjne

Produkty ułatwiające dbanie o zdrową skórę wokół stomii



SKIN CREME



SKIN LOTION



SKIN LOTION TISSUE

opakowanie	100 ml	50 ml	1 szt.
nr referencyjny	085 - 00	70005 - 0001	71000 - 0000

DANSAC SKIN CREME

- Bezapachowy krem do nawilżania skóry wokół stomii.
- Szybko wchłaniający się.
- Nie wpływa negatywnie na kleistość kolejnej płytki stomijnej.
- Składniki odżywcze: aloes, witaminy A, D, E.

DANSAC SKIN LOTION

- Płyn do oczyszczania skóry wokół stomii.
- Szybko wysychający na skórze
- Nie wpływa negatywnie na kleistość kolejnej płytki stomijnej.
- Składniki odżywcze: olej lniany.

DANSAC SKIN LOTION TISSUE

- Chusteczki nasączone płynem do oczyszczania skóry wokół stomii.
- Szybko wysychające na skórze.
- Nie wpływają negatywnie na kleistość kolejnej płytki stomijnej.
- Łatwa i wygodna aplikacja za pomocą jednorazowej chusteczki.
- Składniki odżywcze: olej lniany.

Dansac Skin Protector

Chusteczki ochronne do skóry wokół stonii



DANSAC SKIN PROTECTOR

opakowanie	1 szt.
nr referencyjny	081-30

DANSAC SKIN PROTECTOR

- Chusteczki nasączone płynem na bazie silikonu medycznego, tworzące powłokę zabezpieczającą przed niepożądaną ingerencją treści jelitowej lub moczu na skórę wokół stonii.
- Szybko wysycha na skórze.
- Nie zawiera alkoholu, nie powoduje uczucia szczypania.
- Łatwa i wygodna aplikacja za pomocą jednorazowej chusteczki.

ADAPT™ STOMA POWDER

Puder stomijny



ADAPT™ STOMA POWDER

waga	28,3g
nr referencyjny	7906IZ



Adapt™ Stoma Powder

- Puder używany w celu usunięcia nadmiaru wilgoci ze skóry wokół stomii.
- Puder wiąże wilgoć, co powoduje lepsze przyleganie płytki do ciała.
- Wygodne opakowanie ułatwia bezdotykową aplikację.

Dansac Soft Paste

Pasta uszczelniająca



DANSAC SOFT PASTE DANSAC SOFT PASTE

	DANSAC SOFT PASTE	DANSAC SOFT PASTE
pojemność	14,2 g	50 g
nr referencyjny	77514 - 2/1	77550 - 0

DANSAC SOFT PASTE

- Hydrokoloid w formie gęstej pasty, służący do wyrównania skóry wokół stomii.
- Wspomaga kleistość płytki do ciała oraz szczelność systemu stomijnego.

Dansac GX-tra Seals

Pierścienie uszczelniające



numer referencyjny	725-20	725-30	725-40	725-50
średnica otworu	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
średnica pierścienia	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
grubość	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
ilość sztuk w opakowaniu	30 szt.	30 szt.	30 szt.	30 szt.

DANSAC GX-TRA SEALS

- Hydrokolid w formie pierścienia do uszczelnienia systemu stomijnego.
- Różne wielkości otworów.
- Można stosować również po docięciu i uelastycznieniu do pożądanego kształtu, sklejając ze sobą.

Dansac TRE™ Seals


Pierścienie uszczelniające



<u>numer referencyjny</u>	071-20	071-30	071-40	072-48
średnica otworu	20 mm	30 mm	40 mm	18 mm
średnica pierścienia	45 mm	55 mm	70 mm	48 mm
grubość	2 mm	3 mm	3 mm	2 mm
ilość sztuk w opakowaniu	30 szt.	30 szt.	30 szt.	10 szt.

Półpierścienie

Dansac TRE™



<u>numer referencyjny</u>	075-30
ilość sztuk w opakowaniu	30 szt.

Dansac Paski

Paski i klamry podtrzymujące



numer referencyjny	090-02	09076-0000	09075-0000
kolor	beżowy	beżowy	biały
długość	100 cm	100 cm	100 cm
średnica klamry	-	Ø 48 mm	Ø 85 mm
opakowanie	1 szt.	1 pasek + 5 klamerek	

DANSAC PASKI

- Produkt wykonany z polimerowych i kopolimerowych tworzyw sztucznych zapewniających elastyczność.
- Regulacja długości.
- Produkt ref. 090-02 do zastosowania z workami jednoczęściowymi Convex, Convex Soft oraz systemem dwuczęściowym.
- Produkt ref 09076-0000 Ø48 mm do zastosowania z workami infant oraz systemem dwuczęściowym Ø36 mm.
- Produkt ref 09075-0000 Ø85 mm do zastosowania z workami jednoczęściowymi MINI i MIDI oraz systemem dwuczęściowym Ø43 mm, Ø55 mm, Ø70 mm.

Dansac Nodor S

Płyn do neutralizacji zapachu



NODOR S

NODOR S

	NODOR S	NODOR S
pojemność	50 ml	250 ml
nr referencyjny	080 - 00	080 - 01

DANSAC Nodor S

- Bezzapachowy płyn do neutralizacji nieprzyjemnego zapachu.
- Do zastosowania bezpośrednio do worka stomijnego przy jego wymianie.
- Łatwa aplikacja dzięki pojemnikowi z kroplomierzem.
- PRODUKT NIEREFUNDOWANY.
SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE GOTÓWKOWA.

Dansac Zestaw do irygacji

Zestaw akcesoriów do irygacji dla pacjentów z kolostomią



ZESTAW DO IRYGACJI

nr referencyjny	900 - 35
-----------------	----------

SKŁAD ZESTAWU DO IRYGACJI:

rękaw do irygacji z hydrokolooidową płytką, zbiornik na wodę, łącznik, regulator przepływu wody, stożek z rurką, szczoteczka do czyszczenia, klamerki, worek Dansac Mini Cap Nova 1, worek Dansac Nova 1 Mini, Dansac Skin Lotion (płyn pielęgnacyjny), Dansac Skin Lotion Tissue (chusteczki pielęgnacyjne).

RĘKAW DO IRYGACJI Z HYDROKOLOIDOWĄ PŁYTKĄ

nr referencyjny	950 - 35
wymiary	
średnica płytki	100 mm
średnica otworu	35 mm
maks. do przycięcia	70 mm
długość worka	850 mm
szerokość worka	130 / 190 mm

WAŻNE: irygację przeprowadzać wyłącznie po konsultacji z lekarzem

CENTRUM POMOCY PACJENTOM

PRACUJEMY W GODZ.: PN. - PT. 8:00 – 16:00



600 33 99 77

Połączenie wg stawek operatora

- Doradztwo w zakresie doboru stomijnych i chłonnych wyrobów medycznych.
- Zaopatrzenie w medyczne wyroby stomijne (worki stomijne, płytki, akcesoria).
- Zaopatrzenie w medyczne wyroby chłonne (pieluchy, majtki chłonne, wkłady chłonne kosmetyki do pielęgnacji skóry).
- Realizacja wniosków refundacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia.



MISJA
Program edukacji
pacjentów ze stomią

PROGRAM EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW ZE STOMIĄ I ICH BLISKICH

Celem programu MISJA jest wsparcie Pacjenta i jego Bliskich w powrocie do sprawności i pełni funkcjonowania przed zabiegiem wyłonienia stomii poprzez edukację w zakresie samodzielnej, prawidłowej wymiany systemu stomijnego oraz aspektów towarzyszących życiu ze stomią. Otarcamy Pacjenta troską w okresie po wyjściu ze szpitala, kiedy Pacjent nie ma jeszcze wiedzy i doświadczenia w zakresie stomii i jej pielęgnacji.

Każdy uczestnik programu ma dostęp do:

- dwóch bezpłatnych spotkań edukacyjnych dot. stomii prowadzonych przez profesjonalistę medycznego z minimum 5-letnim doświadczeniem w zakresie stomii.
- materiałów edukacyjno-szkoleniowych.

Szczegółowy opis programu oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie www.dansac.pl/misja

Firma PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do terytorialnego lub czasowego ograniczenia programu ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednio wyszkolonego personelu.



ELEKTRONICZNY FORMULARZ KONTAKTU www.dansac.pl | dansac@hartmann.info



PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 17
95-200 Pabianice

tel. 42 225 22 60
fax 42 209 46 46

e-mail: dansac@hartmann.info
www.hartmann.pl

